

l'infostomie

Bulletin d'informations

Juillet 2015



Dans ce numéro :

- Bas Soft Opaque PACANE de Sigvaris
- Cathéter Speedicath Eve de Coloplast
- Accessoires de stomie pour l'été

ÉTÉ 2015



Saviez-vous que nos bureaux et notre magasin demeurent ouverts tout l'été?

Nous vous invitons à prendre vos précautions et à prévoir d'avance le matériel dont vous aurez besoin pour vos vacances.

N'hésitez pas à contacter notre équipe de conseillers afin d'avoir le matériel et l'information nécessaires pour passer un bel été.

Nous vous souhaitons de belles vacances !

Stomie :



Voici des produits qui peuvent vous aider à passer un bel été :

Sure Seal :

Pellicule autocollante transparente pouvant être apposée sur la collerette afin de protéger l'appareil lors de la baignade.

Ruban élastique :

Aide à prévenir que l'adhésif de la collerette roule ou se décolle lorsqu'il est apposé au pourtour de celle-ci.

Vêtements pour personnes stomisées :

Aide à soutenir et à garder l'appareillage bien en place lors des activités physiques ou estivales.

Poudre pour stomie :

Aide à réduire l'humidité au niveau de la peau et ainsi éviter les irritations.

Pendant l'été, évitez d'entreposer vos produits dans la salle de bain car les produits réagissent à la chaleur. Les endroits frais et à l'abri du soleil sont préférables afin de maintenir une bonne adhérence.




CENTRE DE STOMIE DU QUÉBEC

Tout pour votre mieux-être



Nouveauté en Urologie



Speedicath Compact Eve

Un cathéter simple à utiliser

SpeediCath® Compact Eve présente trois bénéfices majeurs.

Forme triangulaire pour une meilleure prise en main

- Conçu pour permettre un apprentissage intuitif et facile
- Insertion stérile et sans toucher le corps du cathéter
- Forme apportant une grande stabilité

Ouverture en un seul geste et fermeture sécurisée

- Ouverture facile en un seul geste dans un sens ou dans l'autre
- Prêt à utiliser grâce à son revêtement hydrophile unique
- Refermable de manière étanche pour faciliter l'élimination

Reste stérile avec l'utilisation d'un sac à urine

- Connecteur pour sac à urine intégré
- La stérilité est maintenue lorsque le cathéter est connecté à un sac

Bas support et médicaux

Bas **SOFT OPAQUE** disponibles en nuance **PACANE**

Les chaussettes tendance et thérapeutiques qui sont idéales pour les situations suivantes :

- Après traitement veineux
- Patients qui ont de la difficulté à enfiler des bas de compression
- Patients privilégiant les options mode
- Tenues d'affaires ou habillées

Offerts dans les styles suivants :

- Mollet, cuisse, collant
- Pointe fermée, pointe ouverte,
- 15 à 20 mmHg, 20 à 30 mmHg et 30 à 40 mmHg
- Bleu minuit, Chair, Mûres, Espresso, Graphite, Noir et la nouvelle nuance Pacane



CENTRE DE STOMIE DU QUÉBEC

Tout pour votre mieux-être

1624, 1^{re} Avenue, Québec (Québec) G1L 3L6

T (418) 522-1268 1 800 463-5318

F (418) 522-8294

www.stomie.ca

Notre mission : *contribuer au mieux-être des personnes en offrant les produits les mieux adaptés à leur réalité.*